

Insulinpumpenkatheter

Accu-Chek Insight Adapter & Schlauch, 100 cm (10 Adapter mit Schlauch)



ArtNr:	D76000
PZN:	08460356
Hersteller:	Roche Deutschland GmbH

Beschreibung:

- Der Sicherheitsadapter als Teil der Accu-Chek Insight Insulinpumpe
- Separater Wechsel des Adapters entfällt, damit weniger Handhabungsschritte und weniger Fehlerquellen
- Kein störender Anschluss, der evtl. abknicken könnte
- Besonders ergonomische Form
- Länge (cm) : 40, 70, 100
- Anschluss: für alle Accu-Chek Insight Infusionssets