


Ballon-Katheter

Ballonkatheter 100 % Silikon Ch 20



ArtNr: 27070520
PZN: 02336394
Umkarton: 100 Packungen

Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 5-10 ml
- Nelaton-Spitze
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 40 cm lang