

## **Katheter**



### **Tiemannkatheter Ch 8 (100 Stück)**

ArtNr: 30000508  
Umkarton: 10 Packungen

#### **Beschreibung:**

- Blasenkatheter
- Ch 8
- effektive Länge: 36 cm
- Katheterisierung der männlichen Harnblase
- gebogen, geschlossen und abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- schwarz