

Zubehör Infusion



Transfer Device, Überleitkanüle CP (50 Stück)

ArtNr: 17191302
Umkarton: 6 Packungen

Beschreibung:

Überleitkanüle zum Überleiten oder Mischen steriler Flüssigkeiten im geschlossenen System.

- tiefgezogene Flüssigkeitsöffnungen zur restfreien Entleerung der Infusionsbehältnisse
- schmale Einstechdorne erlauben das mühelose Durchstechen auch stärkerer Stopfen
- handgerecht geformte Griffplatte sorgt für eine einfache, störungsfreie Handhabung
- minimales Restvolumen