

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek Insight Flex Kanülen 8 mm (10 Stück)

ArtNr:
PZN:
Hersteller:

D77010
08459761
[Roche Deutschland GmbH](http://Roche.Deutschland.GmbH)

Beschreibung:

- Kanülenlänge: 8 mm
- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- sichere Entsorgung durch Einklappen der Kanüle