

Zubehör OP-Bedarf

Ultra Stop Antibeschlagmittel 25 ml unsteril



ArtNr:

84500002

Beschreibung:

Die besondere Eigenschaft von Ultrastop besteht darin, ein Beschlagen der Oberflächen von Optiken zuverlässig zu verhindern. Oberflächenaktive Substanzen in einer speziellen Kombination bilden an den behandelten Oberflächen eine klare und transparente Schicht aus. Dieser sehr dünne Film bewirkt, dass eine Tröpfchenbildung und damit das Beschlagen der Oberfläche durch kondensierten Wasserdampf verhindert wird. Ultrastop ist geeignet für alle Arten medizinischer Untersuchungsspiegel und -optiken (z.B. Larynx- und Epipharynxspiegel, Koloskope, zahnärztliche Spiegel, etc.), für alle Arten von Brillen (z.B. Operationsbrillen, Arbeitsbrillen, Sonnenbrillen, Sportbrillen, etc), für alle Arten von Linsen und Spiegeln in Mikroskopen oder anderen wissenschaftlichen Geräten sowie für alle sonstigen Glas- und Spiegelflächen (Tauchmasken, Sturzhelmvisiere, Autoscheiben, etc.).