

Entsorgungsboxen

Kanülenabwurfbehälter Dispo 1,5 l



ArtNr: 15999942
Umkarton: 100 Packungen

Beschreibung:

- Volumen: 1,5 l
- Form: Zylinderform
- Verschluss: Ovale Öffnung
- Farbe: Gelb
- Aussenmass: Ø 140 x 155 mm H (mit geschlossenem Deckel)

Zertifizierungen:

- ADR Konform - UN Zulassung
- TRBA 250
- NFX 30-500
- Kite Mark: Konformität ISO 23907