

Entsorgungsboxen

Kanülenabwurfbehälter Multi-Safe medi 6

ArtNr:	15999921
PZN:	01837409
Umkarton:	21 Packungen

Beschreibung:

- runde Gefäßform
- geeignet für große Teile, wie z.B. Butterfly-Systeme, Schläuche etc.
- Doppel-Verschluss für den täglichen Gebrauch
- Endverschluss für den sicheren Abtransport des vollen Behälters
- durch die große runde Stellfläche werden keine Halterungen benötigt
- unterschiedliche Abzieh- und Abdrehvorrichtungen
- Abdrehstern für Insulin-Pens
- 4400 ml