

Pflege im Bett



Patientenhalter 30 x 5 cm mit synthetischem Lammfell

ArtNr: 59710109
Umkarton: 20 Packungen

Beschreibung:

Die Patientenhalter dienen zur kurzfristigen Fixierung von Patienten, die sich beispielsweise in einem unruhigen Zustand befinden. Durch ein reißfestes Klettband wird der Patient sicher an Hand- und Fußgelenken befestigt. Für zusätzliche Stabilität sorgt der verschweißte D-Ring aus rostfreiem Stahl oder Kunststoff, welcher per Ultraschall verschweißt ist.