

## **Entsorgungsboxen**

### **Kanülenabwurfbehälter CS Plus 5 l B**



ArtNr: 15999985  
Umkarton: 30 Packungen

#### **Beschreibung:**

- Länge: 21,5 cm
- Breite: 21,5 cm
- Höhe: 18,5 cm
- 5 Liter
- Praktisches Öffnungssystem
- Provisorischer und endgültiger Verschluss
- Großzügige Öffnung um sperrige Gegenstände zu entsorgen
- Abkopplung für Kanülen
- Abkopplung für Insulinkanülen
- Stoßfestigkeit
- Durchstoßfestigkeit
- Benutzerfreundlichkeit
- Einfache Montage
- Optimale Standfestigkeit
- Rechteckige Form
- Robuster Griff
- Seitlicher Griff um den Transport zu erleichtern
- Personalisierbare Beschriftung
- Autoklavierbar auf 134°C für 18 Minuten
- Halterungen verfügbar