

Zubehör Diagnostik

Ultraschallgel 250 ml



ArtNr: 71900108
Umkarton: 24 Packungen

Beschreibung:

Das Kontaktgel ist ein unsteriles, wasserlösliches, parabenfreies und nicht-färbendes Gel, das ausschließlich für die äußerliche Anwendung bestimmt ist und mit handelsüblichen Ultraschallgeräten verwendet werden kann. Das Kontaktmittel für die Ultraschalltherapie und -diagnostik kann auf intakter, unbeschädigter Haut verwendet werden, um einen möglichst verlustfreien Übergang vom Schallkopf zum Körper zu erreichen. Das Kontaktgel ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.