

Desinfektion - Fläche



Meliseptol HBV-Tücher im Beutel Nachfüllpackung (100 Stück)

ArtNr: 47001046
PZN: 01889412
Umkarton: 12 Packungen
Hersteller: B.Braun

Beschreibung:

- Nachfüllpackung für Meliseptol HBV-Tücher (Spenderbox)
- 100 Stück
- gezielte Wischdesinfektion für kleine Flächen
- breites Spektrum
- überall einsetzbar
- bakterizid (inkl. MRSA und TbB)
- fungizid
- begrenzt viruzid: HBV, HIV, HCV
- Rota- und Adenoviren
- Flächendesinfektion: ab 1 Minute