

Perfusionsbestecke



Surflo Perfusionsbestecke 18 G x 3/4, rosa (50 Stück)

ArtNr:	16300018
PZN:	07129518
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SV-18BL

Beschreibung:

- Flügelkanüle zur Injektion, Infusion, Transfusion
- 1,20 x 19 mm
- 18 G x 3/4
- besonders dünnwandig
- für sicheren und einfachen intravenösen Zugang
- weiche, flexible Flügel
- spezielle Griffnoppen verhindern ein Verrutschen während der Punktion
- 30 cm Schlauch mit Luer-Lock-Ansatz
- einzeln steril verpackt
- rosa