

Insulinpumpenzubehör



Accu-Chek Insight Service Pack (1 Stück)

ArtNr:	D75416
PZN:	11510141
Hersteller:	Roche Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	04540263001

Beschreibung:

Schließt das Batteriefach nach außen sicher ab. Um die Wasserdichtigkeit der Insulinpumpe zu gewährleisten, sollte der Batteriefachdeckel mit jeder 4. Batterie ausgetauscht werden. Inhalt: 1 x Batteriefachabdeckung, 12 x Batterien