

Zubehör Diagnostik



EKG-Elektroden Blue Sensor Langzeitelektroden L-00-S (25 Stück)

ArtNr: 71602248
Umkarton: 40 Packungen

Beschreibung:

Durch den seitlich angebrachten Kontakt wird bei Bewegung oder Zug am Kabel der Kontakt zwischen Elektrode und Haut nicht unterbrochen. Das ergibt eine stabile Null-Linie; besonders wichtig bei Belastungs-EKG.

- Die Patientenleitung kann auf den Druckknopf aufgesetzt werden, ohne daß durch den Druck das Gel unter die Kontaktfläche des Schaummaterials gedrückt wird.
- Elektrode aus Silber/Silberchlorid, medizinischer hautfreundlicher Kleber. Übertrifft die Forderungen des AAMI und IEC Standard.