

Desinfektion - Fläche



Cleanisept 5 | Flächendesinfektion Flächendesinfektionskonzentrat

ArtNr: 47001240
Hersteller: [Desomed GmbH](#)

Beschreibung:

- Flächendesinfektions- und Reinigungsmittelkonzentrat
- exzellente Reinigungskraft und Geruchsneutralität
- die sehr geringe Toxizität bietet ein hohes Maß an Sicherheit für den Anwender
- gute Materialverträglichkeit
- bakterizid
- fungizid
- virusinaktivierend (HBV, HIV, Papova-Viren)
- aldehydfrei
- phenolfrei
- gutes Fettlösevermögen
- Flächendesinfektion: ab 15 Minuten - 2,0 %
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Piktogramme und H-Sätze beachten.