


## Ballon-Katheter

### Ballonkatheter 100 % Silikon Ch 8



ArtNr: 27070508  
PZN: 14033753  
Umkarton: 100 Packungen

#### Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 1 - 1,5 ml
- Nelaton-Spitze
- mit Mandrin
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 30 cm lang