

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek FlexLink Kanülen 6 mm (10 Stück)

ArtNr:
PZN:
Hersteller:

D72075
09517118
[Roche Deutschland GmbH](#)

Beschreibung:

Kanülenlänge: 6 mm

- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- Stück per Packung: 10