

Wundversorgung



Mullro-Box mit 20 m Rolle

ArtNr:	54100039
PZN:	02708192
Hersteller:	Paul Hartmann AG
Hersteller Nr:	209 408

Beschreibung:

- Mullro-Box
- zum Anfertigen individueller Wundauflagen
- als universelle Wundauflage, z. B. bei der Erstversorgung
- sehr weich und saugfähig
- schmiegt sich gut an
- gute Drainagewirkung
- hohe Luftdurchlässigkeit
- Erstversorgung von akuten, verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden
- 8-fach
- 20-fädig