

Sicherheitskanüle



BD Eclipse Sicherheitskanülen 0,50 x 25 mm, orange, 25G x 1" (100 Stück)

ArtNr:	15780208
Umkarton:	12 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	305891

Beschreibung:

- Sicherheitskanüle
- orange
- 0,50 x 25 mm
- 25G x 1"
- Ein voll integrierter, ergonomisch gestalteter Kanülenschutzschild wird nach erfolgter Punktion mit einer Hand aktiviert und rastet mit einem Klick irreversibel über der Kanüle ein.