

Beutel

Self Seal Beutel, 130 x 356 mm (200 Stück)

ArtNr: 42830355

Beschreibung:

Autoclav-Selbstklebebeutel

- Bei geringem Sterilisieraufkommen empfiehlt sich die Verwendung von selbstklebenden Klarsichtbeuteln mit Papieruntergrund.
- Mit optimalem Klebe-Haftverschluss und Indikator für Dampf- und Gassterilisatoren.
- Gemäß DIN /EN 868
- Starke Qualität
- 70 g/m²
- Für die Dampfsterilisation bis 134 °C