

## **Wundversorgung**



### **Primapore Wundschnellverband 15 x 8 cm, steril (20 Stück)**

ArtNr: 58002515

PZN: 07738861

#### **Beschreibung:**

- Wundverband zur postoperativen Versorgung
- absorbierendes Wundkissen und ein weiches, anschmiegsames Fixiervlies
- einfache und effektive Versorgung von Wundnähten
- Wundauflage: 5 cm x 4,5 cm
- atmungsaktives Fixiervlies
- hypoallergener Kleber
- elastisch und anschmiegsam
- einzeln steril verpackt