

## **Insulinpumpenkatheter**



### **Accu-Chek Insight Tender 17 mm (10 Kanülen)**

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ArtNr:      | D78170                                                   |
| PZN:        | 08459985                                                 |
| Hersteller: | <a href="http://www.roche.de">Roche Deutschland GmbH</a> |

#### **Beschreibung:**

- Kanülenlänge: 13 mm
- Schräge Teflon-Kanüle mit variierbarem Einführwinkel
- Einführwinkel von 20 - 45 Grad für mehr Flexibilität
- Große Griffe für präzise Handhabung
- Nadelabdeckung für sicheres Setzen und Entsorgen
- Kanülendurchmesser: 0,5 mm
- Fixierung: selbsthaftendes Pflaster
- Kupplung: abkoppelbar am Kanülengehäuse, also direkt an der Einführungsstelle