

Desinfektion - Instrumente



Gigasept Instru AF 5 | Instrumenten-Desinfektion

ArtNr: 47001066

PZN: 04355444

Beschreibung:

- Instrumentendesinfektion und Reinigung von thermostabilen Instrumenten
- Konzentrat
- aldehydfrei
- gegen Bakterien (inkl. M. terrae) und Pilze
- begrenzt viruzid: HBV, HIV, HCV, Adeno- und Papova SV 40-Viren
- im Ultraschallbad einsetzbar
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Piktogramme und H-Sätze beachten.