

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek FlexLink 10/60 (10 Kanülen und 10 Schläuche)

ArtNr:	D72050
PZN:	01022512
Hersteller:	Roche Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	04626516001

Beschreibung:

Kanülenlänge: 10 mm

- Schlauchlänge: 60 cm
- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- Stück per Packung: 10