

Insulinpumpenkatheter

Accu-Chek Insight Rapid Kanülen 6 mm (25 Stück)



ArtNr:	D77140
PZN:	14213917
Hersteller:	Roche Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	08699011001

Beschreibung:

- Kanülenlänge: 6 mm
- extrafeine Edelstahlkanüle (0,36 mm)
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- einfaches Abkoppeln des Insight Adapter & Schlauch vom Kanülengehäuse
- selbsthaftendes Pflaster
- mehr Diskretion durch sehr flaches Kanülengehäuse