

Binden



Elastomull haft 6 cm x 4 m (10 Stück)

ArtNr:	56000216
PZN:	02507045
Hersteller:	BSN Medical
Hersteller Nr:	45471

Beschreibung:

- kohäsive, elastische Fixierbinde
- weiß
- zur Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- zur Fixierung von Gipsschienen
- als Rutschbremse unter Kompressionsverbänden
- als leichter Stützverband, nach Gipsabnahme