

Schlauchverband



Stülpa Fertigverband Gr. 3 (10 Stück)

ArtNr:	54100600
PZN:	00983014
Hersteller:	Paul Hartmann AG
Hersteller Nr:	427 253

Beschreibung:

- Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
- nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Längs- und Querelastizität
- ideal für Unter- und Überzüge bei Zinkleim- und Gipsverbänden
- für Fixierverbände aller Art
- Hautschutz unter Kompressionsverbänden
- passen sich allen Körperteilen faltenlos an, ohne zu verrutschen und einzuschnüren
- Gelenkbewegungen werden nicht behindert