

Perfusionsbestecke



Surflo Perfusionsbestecke 23 G x 3/4, blau (50 Stück)

ArtNr:	16300023
PZN:	18060770
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SV-23BL

Beschreibung:

- Flügelkanüle zur Injektion, Infusion, Transfusion
- 0,60 x 19 mm
- 23 G x 3/4
- besonders dünnwandig
- für sicheren und einfachen intravenösen Zugang
- weiche, flexible Flügel
- spezielle Griffnoppen verhindern ein Verrutschen während der Punktion
- 30 cm Schlauch mit Luer-Lock-Ansatz
- einzeln steril verpackt
- blau