

Binden



Elastomull haft 8 cm x 20 m

ArtNr: 56000208
Hersteller: [BSN Medical](http://BSN-Medical.com)
Hersteller Nr: 45477

Beschreibung:

- kohäsive, elastische Fixierbinde
- weiß
- zur Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- zur Fixierung von Gipsschienen
- als Rutschbremse unter Kompressionsverbänden
- als leichter Stützverband, nach Gipsabnahme