

## **Penkanülen**



### **Optifine Pen-Nadeln 0,33 x 10 mm 100 Stück)**

|             |          |
|-------------|----------|
| ArtNr:      | D55230   |
| PZN:        | 05524216 |
| Hersteller: | Ypsomed  |

#### **Beschreibung:**

- passt auf alle gängigen Injektionspens
- Nadellänge: 10 mm
- Nadelstärke: 0,33 mm (29 G)
- Stück per Packung: 100
- einfaches und schnelles Abziehen der Siegelfolie
- leichte Greifbarkeit durch große äußere und innere Schutzkappe
- gute Sichtbarkeit der inneren Schutzkappe durch Blaufärbung
- Spezialsilikonisierung sowie dreifach Facettenschliff für eine schmerzarme Injektion