

## **Katheter**



### **Tiemannkatheter Ch 12 (100 Stück)**

|           |              |
|-----------|--------------|
| ArtNr:    | 30000512     |
| PZN:      | 02099528     |
| Umkarton: | 10 Packungen |

#### **Beschreibung:**

- Blasenkatheter
- Ch 12
- effektive Länge: 36 cm
- Katheterisierung der männlichen Harnblase
- gebogen, geschlossen und abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- weiss