

Pflaster

Leukoplast Elastic 6 cm x 5 m



ArtNr:	55000256
PZN:	13838271
Umkarton:	24 Packungen

Beschreibung:

- atmungsaktiver, anschmiegsamer, querelastischer Wundschleimverband
- zur schnellen Versorgung von Schrammen, Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
- zuverlässige Haftkraft
- besonders flexibel und für kleine Verletzungen speziell an vielbewegten Körperstellen geeignet
- besteht aus einem querelastischem Gewebe mit Vlieswundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt
- latexfrei
- Meterware