

Pflege am Patienten



Kalt-Warm Kompress 7,5 x 35 cm blau

ArtNr: 69710035
Umkarton: 12 Packungen

Beschreibung:

Die preiswerte, flexible, Mehrfachkompress besteht aus einem mit Gel gefüllten Folienbeutel.

- Speichert Kälte oder Wärme. Ideal bei Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen oder Schwellungen.
- Vor der Anwendung im Hitzebad oder Mikrowelle erwärmen oder im Kühlfach kühlen.