

Schlauchware



Stericlin-Klarsichtschlauch 2468, 15 cm/200 m

ArtNr: 42342468
Umkarton: 2 Packungen

Beschreibung:

- 3 Indikatoren ohne Falte
- Klarsichtschläuche sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation.
- Nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente und Sets können hiermit verpackt werden.
- Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier ist eine wirksame Barriere gegen Keime, aber durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisiergase.
- Die drei Indikatoren für STEAM-, EO- und FORM-Sterilisation sind außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt.