

Mundschutz



OP-Maske Mundschutz, 3-lagig, grün, mit Gummi (50 Stück)

ArtNr:	50330070
PZN:	17307470
Umkarton:	40 Packungen

Beschreibung:

- OP-Maske EN 14683 Typ II
- grün
- Gummi
- mit Ohrschlaufen
- optimaler Spezialfilter mit Nasenbügel
- beste Filterwirkung (98 %)
- 3-lagig
- bindemittelfrei
- atmungsaktiv
- saugfähig
- geringer Atemluftwiderstand: daher kein Schwitzen und kein Beschlagen der Brille