

Netzhöschchen



Netzhöschchen groß 100-140 cm (50 Stück)

ArtNr:	54091812
PZN:	02336632
Umkarton:	6 Packungen

Beschreibung:

Einweg-Netzhöschchen für den OP-Bereich sowie zur Fixierung diverser Vorlagen.

Der Fixierslip aus hautfreundlichem, texturiertem Polyesterfilamentgarn und Elastanfäden in unterschiedlichen Feinheiten hergestellt. Durch den Materialeinsatz und den Bindungsaufbau erhält das Produkt eine hohe Elastizität, die eine gute Körperpassform und dadurch eine gute Vorlagenfixierung bewirkt. Die offene Struktur des Netzhöschchens sorgt für ein gutes Microklima auf der Haut.

- 85 % Polyester
- 15 % Elasthan
- latexfrei