

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek FlexLink 10/30 (10 Kanülen und 10 Schläuche)

ArtNr:	D72040
PZN:	01022506
Hersteller:	Roche Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	04626494001

Beschreibung:

Kanülenlänge: 10 mm

- Schlauchlänge: 30 cm
- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- Stück per Packung: 10