

Tests



Troponin-I-Ideal Test (10 Stück)

ArtNr:

84390281

Beschreibung:

Dieser Test ist ein schneller, visueller Immunoassay für den qualitativen Nachweis von menschlichem Herztroponin I in Vollblut, Serum oder Plasma.

- Der Troponin-I-Test ist ideal für die Diagnose eines Mykardinfarktes (MI).
- Nach einer Schädigung des Herzmuskels wird nach ca. 4-6 Stunden Troponin I in den Blutstrom freigesetzt.
- Der Troponin I Wert bleibt über 6-10 Tage hinweg erhöht.
- Die Nachweisgrenze des Testes beträgt 0,5 ng/ml.
- Die Auswertung erfolgt nach 10 Minuten.
- Lagerung bei 2 - 30 °C.