

Venenverweilkanülen



Surflo IV-Cath 18 G x 2 1/2, grün (50 Stück)

ArtNr:	16311821
PZN:	01433250
Umkarton:	4 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR-OX1864CF

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 1,30 x 64 mm
- 18 G x 2 1/2
- schonend zur Vene
- zuverlässig und kontrollierbar
- perfekte Inzision
- sanfter Vorstoss ins Gefäß
- röntgendicht
- ein hydrophober Entlüftungsfiter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- grün