

Blutzuckermessgeräte

Blutzuckermessgerät alphacheck professional mmol/l (1 Set)



ArtNr:
PZN:
Hersteller:

D35352
09207470
[Terumo GmbH](#)

Beschreibung:

- Automatische Kodierung
- Plasmakalibriert
- Messfunktion mit Temperaturangabe
- Durchschnittswerte im 1,7,14,30,90 - Tagesrhythmus ermittelbar
- Mahlzeiten-Markierung inkl. Alarmfunktion
- USB-Anschluss mit Schutzvorrichtung
- 5 Sekunden Messzeit
- Nur 0,5 µL Blut benötigt
- Kompatibel mit: DIABASS / MEDIMPORT