

## **Absaugung**



### **Absaugkatheter S71 Ideal Tip, Ch 10, 50 cm lang (150 Stück)**

|           |             |
|-----------|-------------|
| ArtNr:    | 30006010    |
| PZN:      | 02099681    |
| Umkarton: | 6 Packungen |

#### **Beschreibung:**

- S71 Ideal Tip
- Ch 10
- 50 cm
- gerade
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- ideale Spitze zur Verringerung des Risikos von Gewebeschäden
- weich abgerundet und offene Spitze mit zwei lindernden Augen
- steril
- schwarz