

Schlauchverband



Stülpa 5 R

ArtNr:	54100505
PZN:	00983103
Umkarton:	12 Packungen

Beschreibung:

- Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände, Streckverbände
- nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Längs- und Querelastizität
- ideal für Unter- und Überzüge bei Zinkleim- und Gipsverbänden
- für Fixierverbände aller Art
- Hautschutz unter Kompressionsverbänden
- passen sich allen Körperteilen faltenlos an, ohne zu verrutschen und einzuschnüren
- Gelenkbewegungen werden nicht behindert