

Kompressen



ES-Kompressen unsteril 10 x 10 cm 12-fach (100 Stück)

ArtNr:	54100018
PZN:	01447246
Umkarton:	10 Packungen

Beschreibung:

ES-Kompressen sind 17fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach EN 14079-VM 17 mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES). Als klassischer Verbandstoff mit einem breiten Anwendungsgebiet sind sie aus der Wundversorgung nicht wegzudenken.