

Katheter



Frauenkatheter Ch 12 Typ V (100 Stück)

ArtNr:	30009212
PZN:	02099451
Umkarton:	10 Packungen

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 12
- effektive Länge: 18 cm
- geschlossene abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- für transurethrale und suprapubische Anwendungen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- weiß