


Spinalkanülen



BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 0,70 x 75 mm, schwarz, 22G x 3" (25 Stück)

ArtNr:	16112230
PZN:	07545872
Umkarton:	8 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	405255

Beschreibung:

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 0,70 x 75 mm
- 22G x 3"
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- schwarz