

Venenverweilkanülen

Surflo IV-Cath 16 G x 2 1/2, grau (50 Stück)



ArtNr:	16311625
PZN:	01433267
Umkarton:	4 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR-OX1664CF

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 1,70 x 64 mm
- 16 G x 2 1/2
- schonend zur Vene
- zuverlässig und kontrollierbar
- perfekte Inzision
- sanfter Vorstoss ins Gefäß
- röntgendicht
- ein hydrophober Entlüftungsfiter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- grau