

Katheter



Tiemannkatheter Ch 10 (100 Stück)

ArtNr:	30000510
PZN:	02099505
Umkarton:	10 Packungen

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 10
- effektive Länge: 36 cm
- Katheterisierung der männlichen Harnblase
- gebogen, geschlossen und abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- schwarz