

## Kleinvolumige Spritzen



### BD TBC-Spritzen 1 ml (120 Stück)

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| ArtNr:         | 10211312                            |
| PZN:           | 11612491                            |
| Umkarton:      | 8 Packungen                         |
| Hersteller:    | <a href="#">BD Deutschland GmbH</a> |
| Hersteller Nr: | 300013                              |

#### Beschreibung:

- dreiteilige TBC-Spritze
- 1 ml
- Luer
- besonders gute Dosierbarkeit
- schwarze Graduierung
- einzeln steril verpackt