


Ballon-Katheter

Ballonkatheter 100 % Silikon Ch 6



ArtNr:	27070506
PZN:	14033747
Umkarton:	100 Packungen

Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 1 - 1,5 ml
- Nelaton-Spitze
- mit Mandrin
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 30 cm lang